


คราบขาวด้านหลังเบ้าตาเทียม ทำความสะอาดอย่างไรดีที่สุด

ภาพด้านหลังของเบ้าตาเทียม



1. ใช้นิ้วมือหรือกระดาษทิชชู

ค่อยๆ ลอกหรือเช็ดคราบขาวออกเบาๆ

2. ใช้น้ำสบู่อ่อนทำความสะอาด

เฉพาะด้านหลังของเบ้าตาเทียมเท่านั้น

ใช้นิ้วมือค่อยๆ ทำความสะอาดโดยทั่ว
ใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าค่อยๆ เช็ดด้านหลังเบาๆ
ให้สะอาด และใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้งสนิท

ข้อควรระวัง : ห้ามเช็ดหรือล้างทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าของเบ้าตาเทียมเด็ดขาด
เพราะจะทำให้สีบริเวณผิวหน้าของเบ้าตาเทียมหลุดลอกออก

098-984-7714
www.sirirajeyeprosthetics.com



SiOPC
Siriraj Ocular Prosthetic Center

คราบขาวด้านหลังเบ้าตาเทียม ทำความสะอาดอย่างไรดีที่สุด

1. ใช้นิ้วมือหรือกระดาษทิชชู ค่อยๆ ลอกหรือเช็ดคราบขาวออกเบาๆ
2. ใช้น้ำสบู่อ่อนทำความสะอาด *เฉพาะด้านหลังของเบ้าตาเทียมเท่านั้น ใช้นิ้วมือค่อยๆ ทำความสะอาดโดยทั่ว ใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าค่อยๆ เช็ดด้านหลังเบาๆ ให้สะอาด และใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้งสนิท

ข้อควรระวัง

ห้ามเช็ดหรือล้างทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าของเบ้าตาเทียมเด็ดขาด เพราะจะทำให้สีบริเวณผิวหน้าของเบ้าตาเทียมหลุดลอกออก